

# TwinCool frekvences pārveidošanas UZT saldētava

## APRAKSTS

Piemērota bioloģisko paraugu - vīrusu, asins šūnu, baktēriju un audu, kā arī elektronikas un citu īpašu materiālu uzglabāšanai.

Saldētava apvieno frekvences pārveidošanas kompresorus, ogļūdeņražu dzesētāju (HC) un dubultās dzesēšanas sistēmas tehnoloģiju, lai nodrošinātu optimālu paraugu drošību, energoefektivitāti un ilgtspējību.

Ierīce tiek izmantota slimnīcās, slimību kontroles, dzīvības zinātņu un medicīnas pētījumos, bioinženierijā, farmācijā un citu uzņēmumu laboratorijās.

[Uzzināt vairāk](#)

