

Biomedicīnas saldētava -30°C - tiešā dzesēšana

APRAKSTS

Piemērota asins uzglabāšanas stacijām, slimnīcām, zinātniskās pētniecības institūtiem, ķīmiskajai rūpniecībai un citām saistītām nozarēm. Biomedicīnas saldētava -30°C var uzglabāt plazmu, bioloģiskos produktus, sastāvdaļas, materiālus un citus priekšmetus, kas jāglabā zemā temperatūrā.

[Uzzināt vairāk](#)

