

Advancēts asins uzglabāšanas ledusskapis - LCD skārienekrāns

APRAKSTS

- Skārienekrāns ar NFC autorizācijas pārvaldību un kā opciju pirkstu nospiedumu moduli
- Lieliska temperatūras vienmērība $4^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$
- Frekvences pārveidošanas tehnoloģija ar adaptīvu vadību
- Videi draudzīga un energoefektīva saldēšana

[Uzzināt vairāk](#)

