

Šķidrā slāpekļa - maza izmēra uzglabāšanas sērija (kvadrātveida statīvi)

APRAKSTS

Šī mazā izmēra uzglabāšanas sērija, ko plaši izmanto daudzās laboratorijās, piedāvā zemu LN₂ (šķidrā slāpekļa) patēriņu un divu rokturu dizainu. Var uzglabāt no 100 līdz 1100 kriomēģenēm kvadrātveida plauktos un krio kastēs.

[Uzzināt vairāk](#)

