

Šķidrā slāpekļa tvertnes - liela tilpuma uzglabāšanas sērija (apaļi statīvi)

APRAKSTS

Lielas ietilpības sērija - uzglabāšanai vai transportēšanai (apaļas tvertnes). Var izmantot bioloģisko paraugu ilgstošai statistiskai uzglabāšanai vai transportēšanai.

- Izturīga un viegla alumīnija konstrukcija
- Izturīgs slēdzams korpusss nodrošina izcilu drošību
- Numurētas tvertņu atrašanās vietas
- Stieņu uzglabāšana
- Pieejams šķidrā slāpekļa (LN₂) dozēšanas sūknis
- Pieejamas riteņu pamatnes
- Augsta termiskā efektivitāte
- 5 gadu vakuumu garantija
- Īpaši zemi iztvaikošanas zudumi



[Uzzināt vairāk](#)