

Šķidrā slāpekļa tvertnes - medicīnas / vidējā uzglabāšanas sērija

APRAKSTS

Vidēja izmēra uzglabāšanas sērijai (kvadrātveida statīvi) ar zemu LN2 patēriņu un salīdzinoši mazu aizņemamo platību - vidējas ietilpības paraugu glabāšanai.

- UZT krātuve ar īpaši zemiem LN2 iztvaikošanas zudumiem
- Uzlabota vakuuma tehnoloģija un superizolācijas tehnoloģija
- Saderīgs arī asins maisiņu uzglabāšanai

[Uzzināt vairāk](#)

