

## T-4, Стол

### ОПИСАНИЕ

Новая модульная конструкция лабораторной мебели обеспечивает гибкость и легкость в использовании.

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

Максимальная нагрузка	50 кг
Размеры (Д×Ш×В)	800 × 600 × 770 мм
Вес	23 кг



### КАТ. HOMEР

BS-040101-BK

T-4, Стол

### АКСЕССУАРЫ



#### UVC/T-AR

BS-040102-AAA

Бокс для стерильных работ

Бокс для стерильных работ **UVC/T-AR** применяется для чистой работы с ДНК-пробами. Обеспечивает защиту от контаминации.

Все модели боксов являются настольными, изготовлены из металлической рамы, стекла (или оргстекла) и рабочей поверхности, ...

[читать далее](#)



#### UVC/T-M-AR

With built in socket and inlet for power cords  
Бокс для стерильных работ

Бокс для стерильных работ **UVC/T-M-AR** применяется для чистой работы с ДНК-пробами. Обеспечивает защиту от контаминации.

Все модели боксов являются настольными, изготовлены из металлической рамы, стекла и рабочей поверхности, выполненной из ...

[читать далее](#)



#### UVT-B-AR

With built in socket and inlet for power cords  
Бокс для стерильных работ

Бокс для стерильных работ **UVT-B-AR** применяется для чистой работы с ДНК-пробами. Обеспечивает защиту от контаминации.

Все модели боксов являются настольными, изготовлены из металлической рамы, стекла и рабочей поверхности, выполненной из ...

[читать далее](#)



#### LF-1

BS-050101-BK

Лабораторная тумбочка

Новая модульная конструкция лабораторной мебели обеспечивает гибкость и легкость в использовании.