

R-24GC, ротор

ОПИСАНИЕ

Ротор на 24 гель карты для серологического тестирования по группам крови RCF 280 x g

■ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тип ротора	колебательный (Swing-out)
Размеры карты (Д×Ш)	53 × 74 mm
Количество мест	24
Макс. скорость	1500 об/мин
Makc. RCF: LMC-3000	280 × g
Makc. RCF: LMC-4200R	280 × g
Производители гелевых карт	Grifols, DiaMed и т.д.
Автоклавируемая	+



■ KAT. HOMEP

BS-010208-VK

Ротор R-24GC

АКСЕССУАРЫ



LMC-3000 Without rotor Центрифуга медицинская лабораторная

 LMC-3000
 современная

 настольная
 низкоскоростная

 центрифуга, предназначенная

 для работы с 96-луночными

 микропланшетами,

 лабораторными пробирками

 до 50 мл и гелевыми картами.

 Широко применяется в

лабораториях биомедицинского профиля.

Особенности:

• Удобный ввод параметров ...

читать далее



LMC-12 Without rotor Центрифуга лабораторная

 LMC-12
 современная

 настольная
 низкоскоростная

 центрифуга, предназначенная
 для работы с 96-луночными

 микропланшетами,
 лабораторными пробирками

 до 50 мл и гелевыми картами.
 широко применяется в

 лабораториях
 биомедицинского профиля.

Особенности:

• Удобный ввод параметров ...

<u>читать далее</u>



LMC-4200R Without rotor Центрифуга лабораторная с охлаждением

Лабораторная настольная центрифуга с охлаждением LMC-4200R обеспечивает контроль температуры биоматериала в процессе центрифугирования. Контроль так называемой «холодовой полки» является «золотым стандартом» энзимологов и клеточных биологов, поскольку ОН создает необходимые условия ...

читать далее



RR-U BS-010208-UK штатив для роторов

Штатив для роторов

R-24GC, potop Page 1 of 1