

## PRS-26, платформа

## ■ ОПИСАНИЕ

26 пробирки диам. 10-16 мм (1.5-15 мл).

## ■ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Диаметр пробирки	10-16 мм
Объем пробирки	1.5-15 мл
Вместимость	26
Тип платформы	standard



■ KAT. HOMEP

BS-010117-GK

Платформа PRS-26

PRS-26, платформа Page 1 of 2





## **Multi Bio RS-24** Including PRS-26 platform Мульти-ротатор

Мультиротатор Multi Bio RS-24 обеспечивает реализацию нескольких видов движения: (1) Вращательное движение, (2) Возвратно-поступательное (покачивающее) движение, (3) Встряхивание в одном модуле. Эта опция инструментов Биосан значительно расширяет возможности ...

читать далее

PRS-26, платформа Page 2 of 2