

PRSC-18, платформа

ОПИСАНИЕ

18 пробирки диам. 16 мм (15 мл пробирки).

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тип платформы	optional
Диаметр пробирки	16 мм
Объем пробирки	15 мл
Вместимость	18



КАТ. HOMEP

BS-010117-EK

Платформа PRSC-18



Bio RS-24
Including PRS-22 platform
Мини-ротатор

Мини-ротатор **Bio RS-24** осуществляет вертикальное вращение платформы. Ротатор идеальный инструмент для предотвращения свертывания крови в пробирках, проведения процессов экстракции биологических компонентов.

Прибор простой в управлении, предназначен для лабораторий с небольшим ...

[читать далее](#)