

PV-48, платформа

ОПИСАНИЕ

Платформа для 48 микропробирок 0,2 мл

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Стрипы	0.2 мл
Вместимость	6-8



КАТ. HOMEP

BS-010207-GK

PV-48



V-32
Including two platforms PV-32, PL-1
Мульти-вортекс

Мульти-вортекс V-32 предназначен для интенсивного перемешивания. V-32, в отличие от V-1, позволяет перемешивать одновременно до 32 пробирок.

Вортекс может использоваться при:

- Проведении различных операций с ДНК — депротенинизации ...

[читать далее](#)