

SV-10/10, платформа

■ ОПИСАНИЕ

Для 10 пробирок с внешним диаметром 12 мм (10 мл).

■ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Диаметр	12 мм
Объем пробирки	10 мл
Вместимость	10



■ KAT. HOMEP

BS-010210-BK SV-10/10

SV-10/10, платформа Page 1 of 2





MSV-3500 With all 4 platforms included Пробирочный вортекс

Универсальный вортекс **MSV-3500** предназначен для мягкого или интенсивного перемешивания реагентов в пластиковых пробирках различных типов и размеров от 0,2 мл до 50 мл.

Универсальный вортекс **MSV-3500** предназначен для life-science лабораторий, ...

читать далее

SV-10/10, платформа Page 2 of 2