

SC-24N, блок

ОПИСАНИЕ

Для 24 пробирок, объёмом 1,5 мл

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Количество пробирок по 1.5 мл

2



КАТ. HOMEP

BS-010120-GK

SC-24N



TS-100

Without thermoblock

Термошейкер для микропробирок и ПЦР планшетов

Термо-шейкер TS-100 — идеальный инструмент для интенсивного перемешивания образцов в микропробирках в условиях термостатирования. Функции нагрева (до +100°C) и перемешивания выполняются как одновременно, так и независимо, т. е. в TS-100 ...

[читать далее](#)