

R-1.5M, ротор

■ ОПИСАНИЕ

Ротор для 12 х 1.5/2 мл пробирок

■ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Количество пробирок по 2 мл

Количество пробирок по 1,5 мл



■ KAT. HOMEP

12

BS-010201-АК Ротор R-1.5М

R-1.5M, porop





FV-2400 С роторами R-1.5M и R-0.5/0.2M Миницентрифуга-вортекс Микроспин

Центрифуга-вортекс «Микроспин» **FV-2400** разработана специально для генно-инженерных исследований (для ПЦР-диагностики).

FV-2400 обеспечивает возможность одновременного перемешивания и сброса образцов, используя модули центрифугирования и перемешивания, выполненные единым блоком.

FV-2400 является центрифугой «открытого ...

читать далее

R-1.5M, porop