

MSL-SC, защитная крышка

ОПИСАНИЕ

Увеличенная крышка ротора для размещения спин колонок



KAT. HOMEP

BS-010213-EK

MSL-SC, увеличенная крышка ротора для
размещения спин колонок



Microspin 12

Including MSL-SC lid, adapters A-02, A-05

Высокоскоростная мини-центрифуга

Персональная мини-центрифуга **Microspin 12** представляет собой компактную настольную центрифугу, разработанную для медико-биологических лабораторий.

Microspin 12 используется при выделении РНК/ДНК, осаждении биологических компонентов, в биохимических и химических анализах микропроб веществ.

Дисплей ...

[читать далее](#)