

## B10-16, блок

### ОПИСАНИЕ

10 гнезд Ø 16 мм глубиной 56 мм

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

Глубина	56 мм
Вместимость	10
Диаметр	16 мм



### КАТ. HOMEP

BS-010418-BK

B10-16



CH 3-150

Without thermoblock

Термостат с функцией охлаждения и нагрева

Combitherm-2 CH 3-150 предназначен для термостабилизации материалов при различных температурах в диапазоне от  $-3^{\circ}\text{C}$  до  $+150^{\circ}\text{C}$  в соответствии с методикой анализа.

Combitherm-2 состоит из 2-ух независимых и объединенных в общем ...

[читать далее](#)