

B5-29, блок

ОПИСАНИЕ

5 плоскодонных гнезд Ø 29 мм глубиной 40 мм

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|-------------|-------|
| Глубина | 40 мм |
| Вместимость | 5 |
| Диаметр | 29 мм |



КАТ. HOMEP

B5-010418-KK

B5-29



CH 3-150

Without thermoblock

Термостат с функцией охлаждения и нагрева

Combitherm-2 CH 3-150 предназначен для термостабилизации материалов при различных температурах в диапазоне от -3°C до $+150^{\circ}\text{C}$ в соответствии с методикой анализа.

Combitherm-2 состоит из 2-ух независимых и объединенных в общем ...

[читать далее](#)