


TR-44/11, штатив

ОПИСАНИЕ

Штатив для 2 / 1,5 мл микропробирок, вместимость 44 микропробирок. ШхГхВ: 155x90x112 мм

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|-----------------|------------|
| Вместимость | 44 |
| Размер пробирки | 2 / 1.5 мл |



КАТ. НОМЕР

BS-010406-ЖК

Штатив для 2 / 1,5 мл микропробирок,
вместимость 44 микропробирок



WB-4MS

With base BP-1 and lid

Баня-термостат водяная (с перемешиванием)

Водяная баня-термостат **WB-4MS** предназначена для проведения химических, фармакологических, медицинских и биологических исследований, для процессов, требующих поддержания постоянной температуры в диапазоне от температуры окружающей среды до 100°C.

Модель **WB-4MS** обеспечивает повышенную ...

[читать далее](#)