

IPP-4, платформа

ОПИСАНИЕ

Platform IPP-4

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Размеры рабочей поверхности

266 x 170 мм

Объем колбы

4 microtest plates



КАТ. HOMEP

BS-010102-AK

доп. платформа для 4 планшетов IPP-4



PSU-2T
Including IPP-2 platform
Мини-шейкер для иммунологии

Мини шейкер PSU-2T предназначен для иммунологического анализа и обеспечивает регулируемое перемешивание реагентов в планшетах. Прибор обеспечивает равномерное движение платформы даже при низких скоростях.

Шейкер компактен и удобен в работе, занимает ...

[читать далее](#)