

R-24/10, ротор

■ ОПИСАНИЕ

Ротор для одноразовых пластиковых пробирок с круглым дном

■ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тип ротора	колебательный (Swing-out)
Размеры пробирки (Ø × длина)	16 × 105 мм
Количество мест	24
Объем	10—15 мл
Макс. скорость	4000 об/мин
Makc. RCF: LMC-4200R	2860 × g
Производители пробирок:	Nunc, Greiner, Sarstedt, Corning, Greiner Bio-one и т.д.
Автоклавируемая	+



■ KAT. HOMEP

BS-010212-JK Ротор R-24/10

▲ AKCECCYAPЫ

R-24/10, potop Page 1 of 2



LMC-4200R Without rotor Центрифуга лабораторная с охлаждением

Лабораторная настольная центрифуга с охлаждением LMC-4200R обеспечивает контроль температуры биоматериала в процессе центрифугирования. Контроль так называемой «холодовой полки» является «золотым стандартом» энзимологов и клеточных биологов, поскольку создает OH необходимые условия ...

читать далее



BN-16/90 BS-010208-SK комплект стаканов к ротору R-12/10 R-24/10

Запасной комплект стаканов (12 шт.) к ротору R-12/10, R-24/10. Пластиковые стаканы.



BN-13/75-24

BS-010221-RK

комплект адаптеров

Для ротора R-24/10, Ri-24/10

дополнительные адаптеры (24

шт) - BN-13/75-24 для

вакутайнеров 2-5 мл

BN-13/100-24 BS-010221-SK комплект адаптеров

Для ротора R-24/10, Ri-24/10 дополнительные адаптеры (24 шт) - BN-13/100-24 для вакутайнеров 4-8 мл



BN-16/100-24 BS-010221-ТК комплект адаптеров

Для ротора R-24/10, Ri-24/10 дополнительные адаптеры (24 шт) - BN-16/100-24 для вакутайнеров 8-10 мл



RR-U BS-010208-UK штатив для роторов

Штатив для роторов

R-24/10, porop Page 2 of 2