


Калибровочный набор, д12mm

ОПИСАНИЕ

Стандарты мутности Мак-Фарланда, Ø12мм

■ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Диаметр 12 мм



■ KAT. HOMEP

21255

ø12мм

■ AKCECCYAPЫ



DEN-1 BS-050102-AAF Денситометр

Денситометр DEN-1 предназначен для измерения мутности клеточных суспензий в пределах диапазона 0,0-6,0 единиц МакФарланда (МсF) $(0-180 \times 10^7 \text{ клеток/мл})$.

Возможности прибора предусматривают измерение мутности суспензий и в ...

читать далее



DEN-1B BS-050104-AAF Денситометр

Денситометр**DEN-1B**предназначены для
измерения мутности
клеточных суспензий в
пределах диапазона 0,0–6,0
единиц МакФарланда (МсF)
(0—180x10⁷ клеток/мл).

Возможности прибора предусматривают измерение мутности суспензий и в более широких ...

читать далее



DEN-600BS-050109-AAA
Φοτοметр

читать далее



DEN-600m IVD сертифицирован Фотометр IVD

DEN-600m (версия IVD) - это компактный портативный фотометр с питанием от аккумуляторной батареи. DEN-600m использует оптическую систему с длиной волны 600 нм, которая позволяет применять: 1) метод ОП600, который оценивает ...

читать далее

Калибровочный набор, д12mm Page 1 of 1