

BN-16/90, комплект стаканов к ротору R-12/10 R-24/10

ОПИСАНИЕ

Запасной комплект стаканов (12 шт.) к ротору R-12/10, R-24/10. Пластиковые стаканы.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Объем	10–15 мл
Макс. скорость	4200 об/мин
Производители пробирок:	Nunc, Greiner, Sarstedt, Corning, Greiner Bio-one и т.д.
Автоклавируемая	+



КАТ. HOMEP

BS-010208-SK

BN-16/90

АКСЕССУАРЫ

**LMC-3000**

Without rotor

Центрифуга медицинская лабораторная

LMC-3000 - современная настольная низкоскоростная центрифуга, предназначенная для работы с 96-луночными микропланшетами, лабораторными пробирками до 50 мл и гелевыми картами. Широко применяется в лабораториях биомедицинского профиля.

Особенности:

- Удобный ввод параметров ...

[читать далее](#)**LMC-12**

Without rotor

Центрифуга лабораторная

LMC-12 - современная настольная низкоскоростная центрифуга, предназначенная для работы с 96-луночными микропланшетами, лабораторными пробирками до 50 мл и гелевыми картами. Широко применяется в лабораториях биомедицинского профиля.

Особенности:

- Удобный ввод параметров ...

[читать далее](#)**LMC-4200R**

Without rotor

Центрифуга лабораторная с охлаждением

Лабораторная настольная центрифуга с охлаждением **LMC-4200R** обеспечивает контроль температуры биоматериала в процессе центрифугирования. Контроль так называемой «холодовой полки» является «золотым стандартом» энзимологов и клеточных биологов, поскольку он создает необходимые условия ...

[читать далее](#)**R-12/10**

BS-010208-BK

ротор

Ротор для одноразовых пластиковых пробирок с круглым дном

**Ri-12/10**

BS-010221-MK

ротор

Ротор для одноразовых пластиковых пробирок с круглым дном

**R-24/10**

BS-010212-JK

ротор

Ротор для одноразовых пластиковых пробирок с круглым дном

**Ri-24/10**

BS-010221-LK

ротор

Ротор для одноразовых пластиковых пробирок с круглым дном