

Ri-24GC, ротор

ОПИСАНИЕ

Ротор на 24 гель карты для серологического тестирования по группам крови RCF 280 x g

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Тип ротора | колебательный (Swing-out) |
|----------------------------|---------------------------|
| Размеры карты (Д×Ш) | 53×74 mm |
| Количество мест | 24 |
| Макс. скорость | 1500 об/мин |
| Makc. RCF | 280 × g |
| Производители гелевых карт | Grifols, DiaMed ит.д. |
| Автоклавируемая | + |



■ KAT. HOMEP

BS-010221-NK Ротор Ri-24GC

■ AKCECCYAPЫ



LMC-56 Without rotor Центрифуга лабораторная

LMC-56 — это настольная низкоскоростная многофункциональная центрифуга для рутинных лабораторных задач. Идеально подходит для биохимических, цитологических, иммунологических анализов. Может быть использована для приготовления проб в исследовательских биомедицинских и генетических лабораториях. ...

читать далее



RR-U BS-010208-UK штатив для роторов

Штатив для роторов

Ri-24GC, porop