

## BA-14/2U, Адаптеры

## ОПИСАНИЕ

Бакетный адаптер для 14 x 2ml микропробирок (4 шт.)

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Материал держателей для пробирок	POM Kocetal
Тип ротора	колебательный (Swing-out)
Количество мест	14
Объем	2 мл
Макс. скорость	4200 об/мин
Makc. RCF	2070 × g
Производители пробирок:	Nunc, Greiner, Sarstedt, Corning, Greiner Bio-one и т.д.



■ KAT. HOMEP

BS-010221-JK

BA-14/2U

## **■** AKCECCYAPЫ



**LMC-56** Without rotor Центрифуга лабораторная

НИС-56 — ЭТО НАСТОЛЬНАЯ НИЗКОСКОРОСТНАЯ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ

ЦЕНТРИФУГА ДЛЯ РУТИННЫХ
ЛАБОРАТОРНЫХ
ПРИТОЛЬНАЯ

НАСТОЛЬНАЯ

МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНА ДЛЯ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРОБ В
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
БИОМЕДИЦИНСКИХ И
ГЕНЕТИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЯХ. ...



**BR-4U** BS-010221-АК Ротор

Бакет-ротор 4-местный без адаптеров



**RR-U** BS-010208-UK штатив для роторов

Штатив для роторов

читать далее

ВА-14/2U, Адаптеры Page 1 of 1