

P-6/250, plattform

BESCHREIBUNG

Plattform mit Klammern für Kolben.

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbereich	250 × 190 mm
Kolbenvolumen	250-300 ml
Anzahl der Klemmen	6



KAT.-NUMMER

BS-010108-DK

Plattform P-6/250

ZUBEHÖR



ES-20

Without platform
Orbitaler Schüttler-Inkubator

Der **ES-20** ist ein kompakter Tischschüttler/-inkubator zur Mischung von biologischen Flüssigkeiten sowie zur Inkubation und Kultivierung von biologischen Flüssigkeiten nach dem vom Bediener eingestellten Programm

Der eingebaute Mikroprozessor/Wärmesteuerung bietet konstante ...

[Mehr](#)



PSU-10i

Without platform
Orbitaler Schüttler

Der Orbitalerschüttler **PSU-10i** sorgt für eine geregelte Orbitalbewegung der Plattform und ist sowohl für den Einsatz in kleinen spezialisierten biotechnologischen Labors als auch in großen multidisziplinären Labors konzipiert: Eine Auswahl ...

[Mehr](#)



CPS-20

Without platform
CO₂ Schüttler

Der CO₂-Schüttler **CPS-20** sorgt für eine geregelte Orbitalbewegung der Plattform und ist für den Einsatz im CO₂-Inkubator ausgelegt. CPS-20 wurde speziell für den Einsatz in rauen ...

[Mehr](#)