

P-30/100, plattform

BESCHREIBUNG

Plattform mit Klammern für Kolben.

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbereich	360 × 400 mm
Kolbenvolumen	100-150 ml
Anzahl der Klammern	30




KAT.-NUMMER

BS-010135-BK

Plattform P-30/100

ZUBEHÖR



P-EX
BS-010173-CK
Plattform-Austauschset

Ermöglicht einen schnelleren Austausch flacher Plattformen.

Dank des Plattformschiebesystems können nun 4 × 2-l-Kolben in Schüttel-Inkubatoren ES-20/60, ES-20/80 und ES-20/80C eingebaut werden. Das Plattformwechselset ist für die Plattformen UP-168, ...

[Mehr](#)



ES-20/60
Without platform
Orbitaler Schüttler-Inkubator

Der Orbitale Schüttler-Inkubator **ES-20/60** für biotechnologische und pharmazeutische Labore ist ein professionelles Instrument zur Kultivierung von Mikroorganismen und eukaryotischen Zellen, einschl. Tier-, Pflanzen- und Insektenzellen. Der Schüttler ist mit einem ...

[Mehr](#)



PSU-20i
Without platform
Multifunktionaler Orbitaler Schüttler

Der Schüttler wurde für Anwendungen sowohl in kleinen spezialisierten als auch großen multidisziplinären Labors entwickelt: eine Auswahl von neun (9) verschiedenen austauschbaren Plattformen ermöglicht die Durchführung unterschiedlicher Verfahren und Methoden. ...

[Mehr](#)