

P-16/250, plattform

BESCHREIBUNG

Plattform mit Klammern für Kolben.

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbereich	360 × 400 mm
Kolbenvolumen	250-300 ml
Anzahl der Klemmen	16




KAT.-NUMMER

BS-010135-CK

Plattform P-16/250

ZUBEHÖR



P-EX

BS-010173-CK

Plattform-Austauschset

Ermöglicht einen schnelleren Austausch flacher Plattformen.

Dank des

Plattformschiebesystems können nun 4 × 2-l-Kolben in Schüttel-Inkubatoren ES-20/60,

ES-20/80 und ES-20/80C eingebaut werden. Das Plattformwechselset ist für die Plattformen UP-168, ...

[Mehr](#)



ES-20/60

Without platform

Orbitaler Schüttler-Inkubator

Der Orbitale Schüttler-Inkubator ES-20/60 für biotechnologische und pharmazeutische Labore ist ein professionelles Instrument zur Kultivierung von Mikroorganismen und eukaryotischen Zellen, einschl. Tier-, Pflanzen- und Insektenzellen. Der Schüttler ist mit einem ...

[Mehr](#)



PSU-20i

Without platform

Multifunktionaler Orbitaler Schüttler

Der Schüttler wurde für Anwendungen sowohl in kleinen spezialisierten als auch großen multidisziplinären Labors entwickelt: eine Auswahl von neun (9) verschiedenen austauschbaren Plattformen ermöglicht die Durchführung unterschiedlicher Verfahren und Methoden. ...

[Mehr](#)