

HSP-9/500, plattform

BESCHREIBUNG

Mit 9 Klammern für 500ml-Kolben (360 x 400 mm)

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbereich	360 × 400 mm
Kolbenvolumen	500 ml
Anzahl der Klammern	9



KAT.-NUMMER

BS-010167-NK

Plattform HSP-9/500

ZUBEHÖR



ES-20/80

Software included, without platform
Orbitaler Schüttler-Inkubator

Der ES-20/80 Schüttler-Inkubator ist ein professionelles Gerät für biotechnologische und pharmazeutische Labore. Zu den typischen Anwendungen gehören die Kultivierung von mikrobiellen Kulturen und Zellkulturen, die Proteinexpression, Löslichkeitsstudien, allgemeines Mischen sowie ...

[Mehr](#)



ES-20/80C

Software included, without platform
Orbitaler Schüttler-Inkubator mit Kühler

Der ES-20/80C Schüttler-Inkubator ist ein professionelles Gerät für biotechnologische und pharmazeutische Labore. Zu den typischen Anwendungen gehören die Kultivierung von mikrobiellen Kulturen und Zellkulturen, die Proteinexpression, Löslichkeitsstudien, allgemeines Mischen sowie ...

[Mehr](#)