

HSP-16/250, plattform

BESCHREIBUNG

Mit 16 Klammern für 250ml-Kolben (360 x 400 mm)

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbereich	360 × 400 mm
Kolbenvolumen	250-300 ml
Anzahl der Klammern	16




KAT.-NUMMER

BS-010167-MK

Plattform HSP-16/250

ZUBEHÖR



P-EX
BS-010173-CK
Plattform-Austauschset

Ermöglicht einen schnelleren Austausch flacher Plattformen.

Dank des Plattformschiebesystems können nun 4 × 2-l-Kolben in Schüttel-Inkubatoren ES-20/60, ES-20/80 und ES-20/80C eingebaut werden. Das Plattformwechselset ist für die Plattformen UP-168, ...

[Mehr](#)



ES-20/80
Software included, without platform
Orbitaler Schüttler-Inkubator

Der **ES-20/80** Schüttler-Inkubator ist ein professionelles Gerät für biotechnologische und pharmazeutische Labore. Zu den typischen Anwendungen gehören die Kultivierung von mikrobiellen Kulturen und Zellkulturen, die Proteinexpression, Löslichkeitsstudien, allgemeines Mischen sowie ...

[Mehr](#)



ES-20/80C
Software included, without platform
Orbitaler Schüttler-Inkubator mit Kühler

Der **ES-20/80C** Schüttler-Inkubator ist ein professionelles Gerät für biotechnologische und pharmazeutische Labore. Zu den typischen Anwendungen gehören die Kultivierung von mikrobiellen Kulturen und Zellkulturen, die Proteinexpression, Löslichkeitsstudien, allgemeines Mischen sowie ...

[Mehr](#)