

HSP-30/100, plattform

BESCHREIBUNG

Mit 30 Klammern für 100ml-Kolben (360 x 400 mm)

■ TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbereich	360 × 400 mm
Kolbenvolumen	100-150 ml
Anzahl der Klemmen	30



■ KAT.-NUMMER

BS-010167-KK Plattform HSP-30/100

■ ZUBEHÖR

HSP-30/100, plattform Page 1 of 2



ES-20/80 Software included, without platform Orbitaler Schüttler-Inkubator

Der ES-20/80 Schüttler-Inkubator ist ein professionelles Gerät für biotechnologische und pharmazeutische Labore. Zu den typischen Anwendungen gehören die Kultivierung von mikrobiellen Kulturen und Zellkulturen, die Proteinexpression, Löslichkeitsstudien, allgemeines Mischen sowie ...

<u>Mehr</u>



ES-20/80C Software included, without platform Orbitaler Schüttler-Inkubator mit Kühler

Der ES-20/80C Schüttler-Inkubator ist ein professionelles Gerät für biotechnologische und pharmazeutische Labore. Zu den typischen Anwendungen gehören die Kultivierung von mikrobiellen Kulturen und Zellkulturen, die Proteinexpression, Löslichkeitsstudien, allgemeines Mischen sowie ...

<u>Mehr</u>

HSP-30/100, plattform Page 2 of 2