

HSC-50, klammer

BESCHREIBUNG

Klammer für 50 ml - Ø50 mm für UP-168



KAT.-NUMMER

BS-010167-DK

HSC-50, klammer 50ml

ZUBEHÖR



UP-168
BS-010135-JK
plattform

Universalplattform für
Klammern.



ES-20/80
Software included, without
platform
Orbitaler Schüttler-Inkubator

Der **ES-20/80** Schüttler-Inkubator ist ein professionelles Gerät für biotechnologische und pharmazeutische Labore. Zu den typischen Anwendungen gehören die Kultivierung von mikrobiellen Kulturen und Zellkulturen, die Proteinexpression, Löslichkeitsstudien, allgemeines Mischen sowie ...

[Mehr](#)



ES-20/80C
Software included, without
platform
Orbitaler Schüttler-Inkubator mit
Kühler

Der **ES-20/80C** Schüttler-Inkubator ist ein professionelles Gerät für biotechnologische und pharmazeutische Labore. Zu den typischen Anwendungen gehören die Kultivierung von mikrobiellen Kulturen und Zellkulturen, die Proteinexpression, Löslichkeitsstudien, allgemeines Mischen sowie ...

[Mehr](#)