

# HSC-500, klammer

## ■ BESCHREIBUNG

Klammer für 500 ml - Ø105 mm für UP-168



## ■ KAT.-NUMMER

BS-010167-JK

HSC-500, klammer 500ml

## ■ ZUBEHÖR



**UP-168**  
BS-010135-JK  
plattform

Universalplattform für  
Klammern.



**ES-20/80**

Software included, without  
plattform  
Orbitaler Schüttler-Inkubator

Der **ES-20/80** Schüttler-Inkubator ist ein professionelles Gerät für biotechnologische und pharmazeutische Labore. Zu den typischen Anwendungen gehören die Kultivierung von mikrobiellen Kulturen und Zellkulturen, die Proteinexpression, Löslichkeitsstudien, allgemeines Mischen sowie ...

[Mehr](#)



**ES-20/80C**

Software included, without  
plattform  
Orbitaler Schüttler-Inkubator mit  
Kühler

Der **ES-20/80C** Schüttler-Inkubator ist ein professionelles Gerät für biotechnologische und pharmazeutische Labore. Zu den typischen Anwendungen gehören die Kultivierung von mikrobiellen Kulturen und Zellkulturen, die Proteinexpression, Löslichkeitsstudien, allgemeines Mischen sowie ...

[Mehr](#)