


HSC-1000, klammer

■ BESCHREIBUNG

Klammer für 1000 ml - Ø130 mm für UP-168



■ KAT.-NUMMER

BS-010167-IK

HSC-1000, klammer 1000ml

■ ZUBEHÖR



UP-168
BS-010135-JK
plattform

Universalplattform für
Klammern.



ES-20/80

Software included, without
plattform
Orbitaler Schüttler-Inkubator

Der ES-20/80 Schüttler-Inkubator ist ein professionelles Gerät für biotechnologische und pharmazeutische Labore. Zu den typischen Anwendungen gehören die Kultivierung von mikrobiellen Kulturen und Zellkulturen, die Proteinexpression, Löslichkeitsstudien, allgemeines Mischen sowie ...

[Mehr](#)



ES-20/80C

Software included, without
plattform
Orbitaler Schüttler-Inkubator mit
Kühler

Der ES-20/80C Schüttler-Inkubator ist ein professionelles Gerät für biotechnologische und pharmazeutische Labore. Zu den typischen Anwendungen gehören die Kultivierung von mikrobiellen Kulturen und Zellkulturen, die Proteinexpression, Löslichkeitsstudien, allgemeines Mischen sowie ...

[Mehr](#)