

## P-02/96, plattform

### BESCHREIBUNG

Für 96 Röhrcen 0,2 ml oder halb-/nicht gekurve PCR-Platte

### TECHNISCHE DATEN

Kapazität	96
PCR-Platte	Semi-/unskired PCR plate
Volumen der Mikroröhrcen	0.2 ml



### KAT.-NUMMER

BS-010216-CK

Plattform P-02/96



**MPS-1**  
With built-in universal platform  
High-Speed Multiplattenschüttler

Der High-Speed Multiplattenschüttler, **MPS-1** ist praktisch für alle Anwendungen einsetzbar und bietet einstellbares Mischen von Reagenzien in Mikrotestplatten, PCR-Platten, Deep-Well-Platten und Teströhrchen (schüttelt 0,3- bis 2ml-Röhrchen und vortex jedes Volumen ...

[Mehr](#)