

P-02/96, plattform

BESCHREIBUNG

Für 96 Röhren 0,2 ml oder halb-/nicht gekurve PCR-Platte

TECHNISCHE DATEN

PCR-Platte	Semi-/unskired PCR plate
Volumen der Mikroröhren	0.2 ml
Kapazität	96



KAT.-NUMMER

BS-010216-CK

Plattform P-02/96



MPS-1
With built-in universal platform
High-Speed Multiplattenschüttler

Der High-Speed Multiplattenschüttler, **MPS-1** ist praktisch für alle Anwendungen einsetzbar und bietet einstellbares Mischen von Reagenzien in Mikrotestplatten, PCR-Platten, Deep-Well-Platten und Teströhrchen (schüttelt 0,3- bis 2ml-Röhrchen und vortex jedes Volumen ...

[Mehr](#)