

P-2/24, plattform

BESCHREIBUNG

Für 24 Röhrchen 1,5 bis 2 ml

TECHNISCHE DATEN

Kapazität

24

Volumen der Mikroröhrchen

1.5-2 ml



KAT.-NUMMER

BS-010216-AK

Plattform P-2/24



MPS-1

With built-in universal platform
High-Speed Multiplattenschüttler

Der High-Speed Multiplattenschüttler, **MPS-1** ist praktisch für alle Anwendungen einsetzbar und bietet einstellbares Mischen von Reagenzien in Mikrotestplatten, PCR-Platten, Deep-Well-Platten und Teströhrchen (schüttelt 0,3- bis 2ml-Röhrchen und vortex jedes Volumen ...

[Mehr](#)