

P-02/05, plattform

■ BESCHREIBUNG

Für 24 Röhren 0,5 ml und 48 Röhren 0,2 ml

■ TECHNISCHE DATEN

Kapazität	24 and 48
Volumen der Mikroröhren	0.5 ml and 0.2 ml



■ KAT.-NUMMER

BS-010216-DK Plattform P-02/05



MPS-1
With built-in universal platform
High-Speed Multiplattenschüttler

Der High-Speed Multiplattenschüttler, **MPS-1** ist praktisch für alle Anwendungen einsetzbar und bietet einstellbares Mischen von Reagenzien in Mikrotestplatten, PCR-Platten, Deep-Well-Platten und Teströhrchen (schüttelt 0,3- bis 2ml-Röhrchen und vortex jedes Volumen ...

[Mehr](#)