

PRS-5/12, plattform

BESCHREIBUNG

5 Röhrcen mit 20-30mm Durchmesser (50 ml - Röhrcen) und 12 Röhrcen mit bis zu 10-16 mm Durchmesser (1,5-15 ml)

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------|------------------------|
| Röhrcen Durchmesser | 20-30 and 10-16 mm |
| Röhrcen Volumen | up to 50 and 1.5-15 ml |
| Kapazität | 5 and 12 |
| Plattformtyp | Optional |



KAT.-NUMMER

BS-010117-HK

Plattform PRS-5/12



Multi Bio RS-24
Including PRS-26 platform
Programmierbarer Rotator

Der programmierbare Rotator **Multi Bio RS-24** führt verschiedene Bewegungsarten in einem Modul durch. Die Mikroprozessorsteuerung ermöglicht nicht nur eine vertikale Rotation (1) der Plattform, sondern auch reziproke Rotation (2) und ...

[Mehr](#)