

PRS-5/12, plattform

BESCHREIBUNG

5 Röhrchen mit 20-30mm Durchmesser (50 ml - Röhrchen) und 12 Röhrchen mit bis zu 10-16 mm Durchmesser (1,5-15 ml)

■ TECHNISCHE DATEN

Plattformtyp	optional
Röhrchen Durchmesser	20-30 and 10-16 mm
Röhrchen Volumen	up to 50 and 1.5-15 ml
Kapazität	5 and 12



■ KAT.-NUMMER

BS-010117-HK Plattform PRS-5/12

PRS-5/12, plattform Page 1 of 2



Multi Bio RS-24

Including PRS-26 platform Programmierbarer Rotator

Der programmierbare Rotator Multi Bio RS-24 führt verschiedene Bewegungsarten in einem Modul durch. Die Mikroprozessorsteuerung ermöglicht nicht nur eine vertikale Rotation (1) der Plattform, sondern auch reziproke Rotation (2) und ...

<u>Mehr</u>