

PRS-10, plattform

BESCHREIBUNG

10 Röhren 20-30 mm Durchmesser (50 ml - Röhren)

TECHNISCHE DATEN

Plattformtyp	standard
Röhren Durchmesser	20-30 mm
Röhren Volumen	up to 50 ml
Kapazität	10



KAT.-NUMMER

BS-010117-IK

Plattform PRS-10



Multi Bio RS-24
Including PRS-26 platform
Programmierbarer Rotator

Der programmierbare Rotator **Multi Bio RS-24** führt verschiedene Bewegungsarten in einem Modul durch. Die Mikroprozessorsteuerung ermöglicht nicht nur eine vertikale Rotation (1) der Plattform, sondern auch reziproke Rotation (2) und ...

[Mehr](#)