

# M-8/50, plattform

## BESCHREIBUNG

8 Röhren bis 25-30 mm Durchmesser (50 ml - Röhren)

## TECHNISCHE DATEN

Kapazität	8
Plattformtyp	Optional
Röhren Durchmesser	20-30 mm
Röhren Volumen	50 ml



## KAT.-NUMMER

BS-010117-PK

Plattform M-8/50



**Multi Bio RS-24**  
Including PRS-26 platform  
Programmierbarer Rotator

Der programmierbare Rotator **Multi Bio RS-24** führt verschiedene Bewegungsarten in einem Modul durch. Die Mikroprozessorsteuerung ermöglicht nicht nur eine vertikale Rotation (1) der Plattform, sondern auch reziproke Rotation (2) und ...

[Mehr](#)