

PRSC-18, plattform

BESCHREIBUNG

Kann 18 Röhrchen mit 16mm Durchmesser (15ml) aufnehmen

TECHNISCHE DATEN

Plattformtyp	Optional
Röhrchen Durchmesser	16 mm
Röhrchen Volumen	15 ml
Kapazität	18



KAT.-NUMMER

BS-010117-EK

Plattform PRSC-18



Bio RS-24
Including PRS-22 platform
Minirotator

Der Minirotator **Bio RS-24** bietet eine vertikale Rotation der Plattform. Der Rotator ist ein ideales Instrument zur Vorbeugung von Blutkoagulation in Röhrchen und zur Durchführung von Prozessen mikrobiologischer Komponentenextraktion.

Das ...

[Mehr](#)