

SC-18/02, block

BESCHREIBUNG

20 × 0,2ml-Mikroröhrchen + 12 × 1,5ml-Mikroröhrchen

TECHNISCHE DATEN

Menge von 0,2 ml Röhrchen	20
Menge von 1,5 ml Röhrchen	12
Maximale Drehzahl, U/min	1400
Maximaltemperatur	100°C



KAT.-NUMMER

BS-010120-CK

SC-18/02



TS-100

Without thermoblock

Thermoschüttler für Mikroröhrchen und PCR-Platten

Der Thermoschüttler TS-100 bietet intensives Mischen und Temperatursteuering für Proben in Mikroteströhrchen oder PCR-Platten. Das Heizen und Mischen kann sowohl gleichzeitig als auch unabhängig voneinander durchgeführt werden, d.h. das Gerät ...

[Mehr](#)