

SC-24N, block

BESCHREIBUNG

24 x 1,5ml-Mikroröhrchen

TECHNISCHE DATEN

Menge von 1,5 ml Röhrchen	24
Maximale Drehzahl, U/min	1400
Maximaltemperatur	100°C



KAT.-NUMMER

BS-010120-GK

SC-24N



TS-100

Without thermoblock

Thermoschüttler für Mikroröhrchen und PCR-Platten

Der Thermoschüttler **TS-100** bietet intensives Mischen und Temperatursteuering für Proben in Mikroteströhrchen oder PCR-Platten. Das Heizen und Mischen kann sowohl gleichzeitig als auch unabhängig voneinander durchgeführt werden, d.h. das Gerät ...

[Mehr](#)