

SC-24, block

BESCHREIBUNG

24 × 2 ml-Mikroröhrchen

TECHNISCHE DATEN

Menge von 2 ml Röhrchen	24
Maximale Drehzahl, U/min	1400
Maximaltemperatur	100°C



KAT.-NUMMER

BS-010120-EK

SC-24



TS-100

Without thermoblock

Thermoschüttler für Mikroröhrchen und PCR-Platten

Der Thermoschüttler TS-100 bietet intensives Mischen und Temperatursteuering für Proben in Mikroteströhrchen oder PCR-Platten. Das Heizen und Mischen kann sowohl gleichzeitig als auch unabhängig voneinander durchgeführt werden, d.h. das Gerät ...

[Mehr](#)