

SC-96A, block

BESCHREIBUNG

96-Well-Mikroplatte (0.2 ml) für PCR oder 12 x 8-Schnitt 0,2ml-Mikroteststreifen oder 96 x 0,2ml-Mikroteströhrchen

TECHNISCHE DATEN

96-well unskirted or semi-skirted microplate (0.2 ml)	1
Maximale Drehzahl, U/min	1400
Maximaltemperatur	100°C



KAT.-NUMMER

BS-010120-FK

SC-96A



TS-100

Without thermoblock

Thermoschüttler für Mikroröhrchen und PCR-Platten

Der Thermoschüttler TS-100 bietet intensives Mischen und Temperatursteuering für Proben in Mikroteströhrchen oder PCR-Platten. Das Heizen und Mischen kann sowohl gleichzeitig als auch unabhängig voneinander durchgeführt werden, d.h. das Gerät ...

[Mehr](#)