

## SC-18C, block

### BESCHREIBUNG

20 × 0,5 ml + 12 × 1,5 ml-Mikroröhrchen

### TECHNISCHE DATEN

Menge von 0,5 ml Röhrchen	20
Menge von 1,5 ml Röhrchen	12
Maximale Drehzahl, U/min	1400
Maximaltemperatur	100°C



### KAT.-NUMMER

BS-010143-AK

SC-18C

### ZUBEHÖR



#### TS-100C

Without thermoblock

Thermoschüttler mit Kühler für Mikroröhrchen und PCR-Platten

Der Thermoschüttler **TS-100C** bietet intensives Mischen und Temperaturregung für Proben in Mikrotitrationsröhrchen oder PCR-Platten. Dieses Thermoschüttlermodell unterscheidet sich vom TS-100 durch die Möglichkeit, Proben auf +4°C herunterzukühlen. Die Funktionen des ...

[Mehr](#)



#### TS-100C Smart

Software enthalten, ohne Thermoblock

Thermoschüttler mit Kühler für Mikroröhrchen und PCR-Platten

Der Thermoschüttler **TS-100C Smart** bietet intensives Mischen und Temperaturregung für Proben in Mikrotitrationsröhrchen oder PCR-Platten. Mit dem neuen Modell können Sie das Gerät in den folgenden Modi steuern:

1. Manuell über ...

[Mehr](#)