


B-2E, block

■ BESCHREIBUNG

B-2E Block für eine Deep-Well-Platte Eppendorf® 96/1000 µl - Cat.No. 0030505204, 0030506200, 0030502205



■ KAT.-NUMMER

BS-010159-AK

B-2E Block für eine Deep-Well-Platte
Eppendorf® 96/1000 µl



TS-DW
Without thermoblock
Thermoschüttler für Deep-Well-Platten

Der **TS-DW** Thermoschüttler wurde zum Schütteln und Temperieren von Deep-Well-Platten entworfen. Ein Multisystemprinzip, das beim Entwurf von Thermoschüttlern verwendet wird, integriert den Betrieb von 3 unabhängigen Geräten in einem:

- Inkubator; ...

[Mehr](#)