

B-2S, block

BESCHREIBUNG

B-2S Block für eine Deep-Well-Platte Sarstedt® Megablock 96/2200 µl - Cat.No. 82.1972.002



KAT.-NUMMER

BS-010159-CK

B-2S Block für eine Deep-Well-Platte Sarstedt®
Megablock 96/2200 µl



TS-DW
Without thermoblock
Thermoschüttler für Deep-Well-Platten

Der **TS-DW** Thermoschüttler wurde zum Schütteln und Temperieren von Deep-Well-Platten entworfen. Ein Multisystemprinzip, das beim Entwurf von Thermoschüttlern verwendet wird, integriert den Betrieb von 3 unabhängigen Geräten in einem:

- Inkubator; ...

[Mehr](#)