


B-2A, block

BESCHREIBUNG

B-2A Block für eine Deep-Well-Platte Axygen® 96/2200 µl - Cat.No. P-2ML-SQ-C



KAT.-NUMMER

BS-010159-FK

B-2A Block für eine Deep-Well-Platte Axygen®
96/2200 µl



TS-DW
Without thermoblock
Thermoschüttler für Deep-Well-Platten

Der **TS-DW** Thermoschüttler wurde zum Schütteln und Temperieren von Deep-Well-Platten entworfen. Ein Multisystemprinzip, das beim Entwurf von Thermoschüttlern verwendet wird, integriert den Betrieb von 3 unabhängigen Geräten in einem:

- Inkubator; ...

[Mehr](#)